



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



UNIT Okulistyczny Classic Mini (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Charakterystyka:
 - Odznacza się niezwykle prostą i niezawodną konstrukcją.
 - Składa się z bazy, blatu na 2 urządzenia, mocowania rzutnika lub półki na rzutnik oraz podnoszonego elektrycznie fotela.
 - Fotel standardowo jest wyposażony w wysokiej jakości siłownik szwajcarskiej firmy Schumo,
 - Siedzenie fotela obite jest skajem w dowolnym kolorze z palety wzorników RAL i ICA,
 - Nieprzesuwany blat jest mocowany rękojeścią umiejscowioną z boku korpusu bazy,
 - Unit można w bardzo łatwy i wygodny sposób obsługiwać za pomocą znajdującego się na blacie panelu,
 - Opcjonalnie unit może być wyposażony w lampkę halogenową oraz ramię foroptera,
- Wyposażenie standardowe:
 - Baza,
 - Blat na 2 urządzenia,
 - Mocowanie rzutnika lub półki na rzutnik,
 - Podnoszony elektrycznie fotel,
 - Podnóżek,
- Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):
 - Podłokietniki,
 - Uchwyt foroptera,
- Dane techniczne:
 - Napięcie zasilania 230 V, 50 Hz,
 - Pobór mocy 460 W,
 - Napięcie dostępne na blacie 230 V, 50 Hz + opcja 6-12 V,
 - Maksymalne obciążenie 80 kg,
 - Waga 180 kg,
 - Wysokość 184 cm,
 - Wymiary 1240 x 1594 cm ,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

