



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Unit okulistyczny Classic Comfort PLUS (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Charakterystyka:
 - Unit składa się z przesuwnego blatu na 2 urządzenia, bazy, miejsca na rzutnik oraz podnoszonego elektrycznie fotela
 - Posiada wysokiej jakości siłownik szwajcarskiej firmy Schumo,
 - Siedzenie fotela jest obite skajem w dowolnym kolorze ze wzornika,
 - Ma możliwość blokowania w dowolnym miejscu,
 - Na uście mocowane jest oświetlenie w postaci lampki halogenowej z opcją regulacji natężenia światła oraz opcjonalnie: balansowe ramię foroptera,
- Wyposażenie standardowe:
 - Podnóżek,
 - Lampka,
 - Fotel podnoszony elektrycznie,
 - Elektroniczny panel sterowania,
- Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą)
 - Ramię foroptera,
- Dane techniczne:
 - Napięcie zasilania 230 V, 50 Hz
 - Pobór mocy 460 W
 - Napięcie dostępne na blacie 230 V, 50 Hz + opcja 6-12 V
 - Maksymalne obciążenie 80 kg
 - Waga 180 kg
 - Wysokość 184 cm
 - Wymiary 1240 x 1594 cm
 - Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

