



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Unit okulistyczny Classic Comfort (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Charakterystyka:
 - Ergonomiczny fotel podnoszony siłownikiem Schumo, wyposażony w podnózek, podłokietniki obicie ze skaju w wybranym kolorze,
 - Elegancka baza,
 - Stabilna podstawa,
 - Całość obsługiwana intuicyjnie za pomocą podręcznego panelu sterowania,
 - Podnózek zapewnia wygodne oparcie dla stóp pacjenta,
 - Nowoczesny design i wysoka jakość materiałów zapewniają długi czas satysfakcjonującego używania i łatwe czyszczenie,
 - Prezentowany unit składa się z blatu przesuwanego na 2 urządzenia, bazy, miejsca na rzutnik oraz podnoszonego elektrycznie fotela,
- Wyposażenie standardowe:
 - Duży blat blokowany elektromagnetycznie w żądanym położeniu,
 - Gniazda zasilające: 230V i 6V / 12V dla lampy szczelinowej,
 - Półka pod rzutnik,
 - Lampka halogenowa z regulacją natężenia światła
- Wyposażenie dodatkowe **(za dopłatą)**:
 - Możliwość zamontowania balansowego ramienia foroptera oraz intuicyjnego panelu sterowania unitu okulistycznego COMF,
 - Podłokietniki,
- Dane techniczne:
 - Napięcie zasilania 230 V, 50 Hz,
 - Pobór mocy 460 W,
 - Napięcie dostępne na blacie 230 V, 50 Hz + opcja 6-12 V,
 - Maksymalne obciążenie 80 kg,
 - Waga 180 kg,
 - Wysokość 184 cm,
 - Wymiary 1240 x 1594 cm,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

