



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Lampa Fluorescencyjna LID - WOOD „Blacklight” (Produkt nowy)**

- Nowa,
- Produkcji francuskiej,
- Lampa LID - WOOD „Blacklight” to narzędzie diagnostyczne emitujące światło ultrafioletowe wykorzystywane w wielu dziedzinach,
- W dermatologii służy do badania skóry pacjentów w celu wykrycia kilku rodzajów problemów,
- Jest szczególnie przydatna w diagnostyce rumienia, grzybic skóry, zmian barwnikowych, bakteryjnych infekcji skóry, a także problemów pigmentacyjnych (np. bielactwo nabyte), czerniaków, dermatoz itp.,
- Ta przenośna lampa jest lekka i łatwa w użyciu. Gniazdo sieciowe wyposażone jest w statecznik elektroniczny, a żarówka zabezpieczona jest kloszem ze szkła syntetycznego.
- Dane techniczne:
  - Długość fali: 370 nm,
  - Świetlówka 9 W (300200PH),
  - Waga: 1 kg,
  - Moc lampy - 9 W
  - Żywotność tuby świetlnej minimum 3 000 godzin pracy,
  - Długość kabla zasilającego: 280 cm,
  - Dostępne kolory: czarna,
  - Wymiary: 34 cm x 10 cm
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja: 3 lata,

