



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa Halogen LID - Diana (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji francuskiej,
- Bardzo wszechstronna halogenowa lampa diagnostyczna, o dużej mocy i doskonałych właściwościach użytkowych dzięki ergonomicznemu uchwytowi, który umożliwia szybkie umieszczenie lampy i precyzyjną regulację zgodnie z wymaganiami w przypadku intensywnego użytkowania,
- Żarówka halogenowa wytwarzająca ciepło,
- Dane techniczne:
 - Natężenie światła: 800 Lumens,
 - Barwa światła: 3000°K* (neutralna biel),
 - Wskaźnik oddawania barw: IRC 100/100,
 - Zużycie energii elektrycznej: 50 W,
 - Wyrób medyczny klasy 1,
 - Żarówka 12V/50W 10°: 516677,
 - Żywotność żarówki: minimum 5 000 godzin,
 - Moc lampy - 50 W (dwubarwne 12 V 50 W, OSRAM Decostar GU 5,3 ES SP 10° o wysokiej wydajności (z filtrem UV),
 - Ochrona elektryczna: klasa izolacji II,
 - Normy: IEC 60 601 -1/ -2-41 IEC 60 598-2-25,
 - Długość kabla zasilającego: 3 metry,
 - Dostępne kolory : biała, czarna,
- Standardowa długość lampy to 650 mm, za dopłatą można zakupić lampę o długości 1140 mm,
- Gabaryty :
 - Wymiar głowy lampy: 110 x 100 mm,
 - Wymiar podstawy: 69 x 69 x 115 mm,
 - Waga: 1,5 / 2,3 kg,
 - Długość: elastyczne ramie 650 / 1140 mm,
 - Odstęp międzyosiowe (4 otwory w podstawie lampy): 54,5 mm,
- Średnica pola świetlnego :
 - Odległość 30 cm: 90 000 lux oświetlenie pola 5 cm
 - Odległość 50 cm: 40 000 lux oświetlenie pola 7 cm,
 - Odległość 100 cm: 10 000 lux oświetlenie pola 17 cm,
- Do lampy wymagane są dodatkowe akcesoria montażowe , do wyboru (za dopłatą):
 - Stojak teleskopowy podstawa 60-100 cm metal biały, ciężki,
 - Stojak teleskopowy podstawa 60-100 cm metal biały, ciężki -wersja z hamulcami w 2 kółkach,
 - Stojak teleskopowy podstawa 90-130 cm metal biały, ciężki,
 - Stojak teleskopowy podstawa 90-130 cm metal biały, ciężki - wersja z hamulcami w 2 kółkach,
 - Zwykły zacisk - czarny,
 - Zacisk do szyn medycznych z pionowym wyjściem na lampę,
 - Uniwersalny zacisk,
 - Uchwyt ścienny,
 - Uchwyt ścienny ARM biały (2x40cm),
 - Uchwyt ścienny ARM biały (1x40cm),
 - Uchwyt na blat ARM biały (1x60cm),
 - Metalowa podstawa biała / szara,
 - Płytkę z metalową rurą na środku $\varnothing 16$,
 - Płytkę z metalową rurą na krawędzi $\varnothing 16$,
 - Płytkę na uchwycie ARM,
 - Gniazdo żeńskie z adaptacyjną płytką $\varnothing 16$ mm x 27,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja: 3 lata,

