



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Lampa LED LID - Bella (Produkt nowy)**

- Nowa,
- Produkcji francuskiej,
- Mocna lampa na bardzo wytrzymałym, giętkim ramieniu, doceniana przez specjalistów, którzy chcą wykonywać drobne zabiegi w swojej praktyce i którym zależy na dokładnym oddaniu kolorytu skóry i tkanek. Ergonomiczny uchwyt umożliwia precyzyjne i intuicyjne pozycjonowanie,
- Opcja podwójnego natężenia światła, 50% lub 100%, pozwala na modulację światła w celu dopasowania go do wszystkich badań,
- Dane techniczne:
  - Natężenie światła: 1680 Lumens,
  - Barwa światła: 4500 K (neutralna biel),
  - Wskaźnik oddawania barw: IRC 95/100,
  - Zużycie energii elektrycznej: 13 W,
  - Wyrób medyczny klasy 1,
  - Żywotność diód LED minimum 50 000 godzin pracy,
  - Ochrona elektryczna: klasa izolacji II,
  - Normy: IEC 60 601 -1/ -2-41 IEC 60 598-2-25,
  - Przewód zasilający o długość 3 m,
  - Dostępne kolory: biała,
- Gabaryty :
  - Wymiar głowy lampy: 160 x 130 mm,
  - Wymiar podstawy: 69 x 69 x 115 mm,
  - Waga: 2,9 kg,
  - Długość: elastyczne ramię 700 mm,
  - Odstęp międzyzosiowe (4 otwory w podstawie lampy): 54,5 mm,
- Średnica pola świetlnego :
  - Odległość 30 cm: 210 000 lux oświetlenie pola 15 cm
  - Odległość 50 cm: 120 000 lux oświetlenie pola 20 cm,
  - Odległość 100 cm: 33 000 lux oświetlenie pola 30 cm,
- Podwójny przełącznik intensywności w opcji za dopłatą (na górze lampy),
- Ergonomiczny uchwyt umożliwia precyzyjne rozmieszczenie lampy,
- Łatwość czyszczenia i dezynfekcji dzięki gładkiej powierzchni oraz dobrej jakości materiałów,
- LED wszczepiane są na obwodzie drukowanym chłodzony aluminiowym radiatorem, a nie przez wentylator, który jest przyczyną zawodności, hałasu i przyciąga kurz,
- Do lampy wymagane są dodatkowe akcesoria montażowe , do wyboru (za dopłatą):
  - Stojak teleskopowy podstawa 60-100 cm metal biały, ciężki
  - Stojak teleskopowy podstawa 60-100 cm metal biały, ciężki - wersja z hamulcami w 2 kółkach
  - Stojak teleskopowy podstawa 90-130 cm metal biały, ciężki
  - Stojak teleskopowy podstawa 90-130 cm metal biały, ciężki - wersja z hamulcami w 2 kółkach
  - Zwykły zacisk - czarny
  - Zacisk do szyn medycznych z pionowym wyjściem na lampę
  - Uniwersalny zacisk
  - Uchwyt ścienny
  - Uchwyt ścienny ARM biały (2x40cm)
  - Uchwyt ścienny ARM biały (1x60cm)
  - Uchwyt na blat ARM biały (1x60cm)
  - Płytkę z metalową rurą na środku  $\varnothing 16$
  - Płytkę z metalową rurą na krawędzi  $\varnothing 16$
  - Gniazdo żeńskie z adaptacyjną płytką  $\varnothing 16$  mm x 27 mm
  - Płyta adaptacyjna pręt męski  $\varnothing 15$  mm x 30 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja: 3 lata,

