



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa LED LID - Bellon - Mobilna (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji francuskiej,
- Bellon LED to kompaktowa i niezwykle wydajna lampa która wyznacza nowe standardy w oświetleniu medycznym.
- Na stojaku mobilnym lampa Bellon LED zapewnia wyjątkową moc świetlną 2300 lumenów w bardzo kompaktowym formacie, co pozwala na jej zastosowanie w pomieszczeniach, w których użycie lampy chirurgicznej jest skomplikowane lub niewygodne,
- Złożona z 12 wysokowydajnych diod LED o bardzo wysokiej jakości, Bellon LED spełni oczekiwania najbardziej wymagających specjalistów, którym zależy na optymalnym oświetleniu pola operacyjnego i świetle wiernie odwzorującym różne odcienie barwne tkanki,
- Dane techniczne:
 - Natężenie światła: 2300 Lumens,
 - Barwa światła: 4500 K (neutralna biel),
 - Wskaźnik oddawania barw: IRC 95/100,
 - Zużycie energii elektrycznej: 18 W,
 - Wyrób medyczny klasy I,
 - Żywotność diód LED: minimum 50 000 godzin pracy,
 - Długość kabla zasilającego: 4 metry,
 - Kolor lampy: biała,
 - I klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym,
 - Normy: IEC 60 601 -1/ -2-41 IEC 60 598-2-25,
 - Pozycjonowanie głowicy ułatwione przez giętką końcówkę (o długości 140 mm),
 - Podstawa wózka o dużej powierzchni, 2 kółka wyposażone w hamulce, bardzo stabilna i bardzo poręczna,
 - Przełącznik 3 pozycje: off/50%/100%,
- Gabaryty :
 - Wymiar głowy lampy: 160 x 130 mm,
 - Maksymalna wysokość: 2300 mm,
 - Wymiary podstawy: 450 mm x 730 mm,
 - Waga: 20 kg,
- Średnica pola świetlnego :
 - Odległość 30 cm: 240 000 lux oświetlenie pola 15 cm
 - Odległość 50 cm: 160 000 lux oświetlenie pola 20 cm,
 - Odległość 100 cm: 44 000 lux oświetlenie pola 30 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja: 3 lata,

