



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Materac medyczny szpitalny przeciwoleżynowy typu Gofer (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Specjalna konstrukcja materaca w postaci wycięć w kształcie gofra,
- Wykonane z wysokiej jakości pianki poliuretanowej,
- **Materace dostępne są w kilku wersjach rozmiarowych:**
 - Rozmiar 200x90x10
 - Rozmiar 200x90x12
 - Rozmiar 200x90x15
- **Materace dostępne są:**
 - W pokrowcu bawełnianym,
 - W pokrowcu zmywalnym paroprzepuszczalnym,
- Gwarancja 12-miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

