



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Video-gastroskop PENTAX EG-2901 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Kompatybilny z procesorem Pentax 3300,
- Kierunek widzenia: podgląd do przodu,
- Średnica zewnętrzna: 9,8 mm,
- Średnica zewnętrzna końcówki: 10,1 mm,
- Średnica kanału roboczego: 2,8 mm,
- Długość robocza: 1050 mm,
- Max. Kąt zgięcia końcówki endoskopu w górę i w dół: 180°/90°,
- Max. Kąt zgięcia końcówki w prawo i lewo: 100°/100°,
- Maksymalny kąt pola widzenia: 100°,
- W zestawie:
  - Zawór ssący,
  - Zawór wodno-powietrzny,
  - Korek (zatyczka) do mycia endoskopu,
  - Oryginalna walizka,
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

