



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



ŁÓŻKO REHABILITACYJNE DREAM 326 (Linak) (Produkt nowy)

- Nowe
- Produkcji polskiej
- Łóżko posiada czterosegmentowe leże
- Funkcja autokonturu segmentów oparcia pleców i ud
- Regulacja wysokości leża w zakresie od 40 cm do 80 cm
- Wszystkie funkcje łóżka sterowane elektrycznie przy pomocy pilota
- Możliwość blokady poszczególnych pozycji leża (Linak)
- Elementy metalowe malowane proszkowo
- Powierzchnia leża wypełniona jest listwami sprężynującymi
- **Dodatkowe opcje łóżka (za dopłatą):**
 - Pozycja Trendelenburga
- Wypełnienie frontów wodoodporną płytą HPL
- Cztery koła antystatyczne z możliwością blokady
- Parametry Techniczne:
 - Napęd i sterowanie LINAK
 - Bezpieczne obciążenie robocze: 175 kg
 - Maksymalna waga użytkownika: 135 kg
 - Ciężar całkowity: 87,1 kg
 - Wymiary zewnętrzne: długość 216 cm, szerokość 104 cm
 - Długość segmentu oparcia pleców: 80 cm
 - Regulacja segmentu oparcia pleców: 0 ÷ 70°
 - Regulacja segmentu oparcia uda: 0 ÷ 45°
 - Zmiana wysokości leża za pomocą silników elektrycznych: 40 - 80 cm
 - Prześwit pod łóżkiem - 22 cm
 - Kółka jezdne 100 mm - w standardzie z hamulcem
 - Kolor elementów drewniano płytowych - buk
 - Kolor elementów metalowych - RAL 9006
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny
- Gwarancja 36 - miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

