



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **ŁÓŻKO REHABILITACYJNE DREAM 331 (Linak) (Produkt nowy)**

- Nowe
- Produkcji polskiej
- Łóżko posiada czterosegmentowe leże
- Funkcja autokonturu segmentów oparcia pleców i ud
- Regulacja wysokości leża w zakresie od 40 cm do 80 cm
- Wszystkie funkcje łóżka sterowane elektrycznie przy pomocy pilota
- Możliwość blokady poszczególnych pozycji leża
- Elementy metalowe malowane proszkowo
- Powierzchnia leża wypełniona jest listwami sprężynującymi
- **Dodatkowe opcje łóżka (za dopłatą):**
  - Pozycja Trendelenburga
- Wypełnienie frontów wodoodporną płytą HPL
- Cztery koła antystatyczne z możliwością blokady
- Parametry Techniczne:
  - Napęd i sterowanie LINAK
  - Bezpieczne obciążenie robocze: 175 kg
  - Maksymalna waga użytkownika: 135 kg
  - Ciężar całkowity: 102,5 kg
  - Wymiary zewnętrzne: długość 215 cm, szerokość 102 cm
  - Długość segmentu oparcia pleców: 80 cm
  - Regulacja segmentu oparcia pleców: 0 ÷ 70°
  - Regulacja segmentu oparcia uda: 0 ÷ 45°
  - Zmiana wysokości leża za pomocą silników elektrycznych: 40 - 80 cm
  - Prześwit pod łóżkiem - 22 cm
  - Kółka jezdne 100 mm - w standardzie z hamulcem
  - Kolor elementów drewniano płytowych - buk
  - Kolor elementów metalowych - RAL 9006
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny
- Gwarancja 36 - miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

