



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



ŁÓŻKO REHABILITACYJNE DREAM 526 (Produkt nowy)

- Nowe
- Produkcji polskiej
- Łóżko posiada czterosegmentowe leże
- Posiada 2 pojedyncze silniki sterowane indywidualnie
- Segment podudzia regulowany poprzez mechanizmy zapadkowe
- Wszystkie funkcje łóżka sterowane elektrycznie przy pomocy pilota
- Elementy metalowe malowane proszkowo
- Powierzchnia leża wypełniona jest listwami sprężynującymi
- **Dodatkowe opcje łóżka (za dopłatą):**
 - Pozycja Trendelenburga
 - Wypełnienie frontów wodoodporną płytą HPL
 - Cztery koła antystatyczne z możliwością blokady
- Parametry Techniczne:
 - Napęd i sterowanie Linak
 - Bezpieczne obciążenie robocze: 175 kg
 - Maksymalna waga użytkownika: 135 kg
 - Ciężar całkowity: 102 kg
 - Wymiary zewnętrzne: długość 207 cm, szerokość 102 cm
 - Wymiar Leża: 90cm / 200cm,
 - Długość segmentu oparcia pleców: 80 cm
 - Regulacja segmentu oparcia pleców: 0 ÷ 70°
 - Regulacja segmentu oparcia uda: 0 ÷ 45°
 - Prześwit pod łóżkiem - 16 cm
 - Kółka jezdne 100 mm - w standardzie z hamulcem
 - Kolor elementów drewniano płytowych - buk
 - Kolor elementów metalowych - RAL 9006
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny
- Gwarancja 36 - miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

