



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA DREAM 2 (Produkt nowy)

- Nowa
- Produkcji polskiej
- Wykonana z płyty wiórowej wykończonej okleiną
- Elementy drewniane w kolorze bukowym
- Posiada półkę boczną
- Posiada zmienną regulację wysokości płyty roboczej oraz regulację kąta jej pochylenia
- Dwustronnie otwierane szuflady i drzwiczki umożliwiające umieszczenie szafki po obu stronach łóżka
- Posiada otwartą półkę oraz zamykaną przestrzeń podzieloną na dwa poziomy
- Podstawa szafki wyposażona jest w cztery koła, w tym dwa z możliwością indywidualnej blokady
- Dane Techniczne:
 - Wymiary zewnętrzne szafki:
 - Szerokość: 530 mm
 - Głębokość: 450 mm
 - Wysokość: 860 mm
 - Wymiary blatu roboczego (część robocza):
 - Szerokość: 660 mm
 - Głębokość: 355 mm
 - Ciężar całkowity szafki: 41,5 kg
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

