



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny UZUMCU OM-6N (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji tureckiej,
- **Cechy i zalety stołu OM-6N:**
 - Stół wykonany ze stali nierdzewnej (AISI 316L),
 - Materac pokryty został specjalną powłoką antybakteryjną, która chroni powierzchnię przed rozwojem bakterii jednocześnie nie pozwalając przeniknąć krwi jak i innym płynom obecnym na sali operacyjnej,
 - Płyta górna przepuszczalna dla promieni rentgenowskich zapewnia wysokiej jakości obrazu we wszystkich częściach stołu,
 - Podstawa stołu ma konstrukcję w kształcie litery T, dodatkowo dzięki funkcji przesuwania o 300 mm stół zapewnia łatwy dostęp i podejście do stołu dla instrumentów takich jak rendgen z ramieniem C i mikroskopu operacyjnego,
 - Szyny na akcesoria wokół stołu operacyjnego ułatwiają ustawienie całego sprzętu, który ma być używany podczas operacji, i tworzą komfortowe środowisko pracy,
- **Regulacja elektryczna:**
 - Wysokości,
 - Pozycji Trendelenburga,
 - Pozycji anti-Trendelenburga,
 - Oparcia pleców,
- **Regulacja mechaniczna:**
 - Zagłówka,
 - Sekcji nóg: góra/dół,
 - Sekcji nóg: lewo/prawo,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - długość x szerokość : 2200 x 610mm,
 - wysokość (min) : 800mm,
 - wysokość (max) : 1200mm,
 - regulacja oparcia pleców : +90° / -40°,
 - pozycja Trendelenburga : +25°,
 - pozycja anti-Trendelenburga : -25°,
 - przechyły boczne : +20° / -20°,
 - regulacja oparcia nóg (góra/dół) : +65° / -80°,
 - regulacja odwodzenia oparcia nóg : 90°,
 - regulacja sekcji zagłówka : +30° / -80°,
 - Pozycja Flex/Reflex : +220° / 90°,
 - Grubość tapicerki : 50 mm,
 - Ilość segmentów : 6,
 - średnica koła: koło przednie Ø80x30mm,
 - podwójne tylne koło : Ø125x32mm,
 - liczba kół : 3,
 - maksymalna waga pacjenta : 300 kg,
 - pozycja do operacji nerek : +250° / 12 cm,
 - budowa podstawy stołu : typu T,
 - kontroler sterowania : pilot ręczny,
 - funkcja pamięci : możliwość zapamiętania 5 różnych pozycji,
 - resetowanie pozycji jednym dotknięciem : TAK,
- **Możliwość doposażenia stołu w akcesoria widoczne na 2 ostatnich zdjęciach (za dopłatą),**
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

