



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Pistolet do mezoterapii igłowej DERMATIC 1- Meso Gun (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji belgijskiej,
- Dermatic@1 To nowa koncepcja i przełom w mezoterapii - rzeczywisty postęp techniczny dla specjalistów.
- Wykonany w całości z aluminium, doskonale wyważony, przystosowany dla osób zarówno prawo jak i lewo ręcznych.
- Nadający się do produktów każdego typu .
- Korzyści dla operującego:
  - Innowacyjny opatentowany system który zapewnia absolutny brak straty produktu.
  - Płynna regulacja głębokości iniekcji od 0-12mm, co zapewnia 100% bezpieczeństwa
  - Powtarzalność aplikowanych ilości co gwarantuje symetryczność i stałe bezpieczeństwo pacjenta.
  - Regulacja szybkości ruchów igły od 0-300 ruchów na minutę co zapewnia pełną kontrolę i stałe bezpieczeństwo.
  - Tryb pracy automatyczny lub manualny
- Zalety dla pacjenta:
  - Mniejszy ból.
  - Powtarzalność aplikowanych ilości produktu co gwarantuje symetryczność wykonywanego zabiegu.
  - Płynna regulacja głębokości iniekcji co zapewnia 100% bezpieczeństwa pacjenta.
  - Stała regulacja i kontrolowanie wzrokowe podawanego produktu.
  - Regulacja szybkości ruchów igły na minutę co zapewnia pełną kontrolę i stałe bezpieczeństwo pacjenta.
- W skład zestawu wchodzi:
  - 1x Dermatic@1 (Pistolet)
  - 1x Walizka
  - 10x Końcówki+ Cewniki do jednego użycia (z igłami)
  - 1x Końcówka (sterylizacyjna)
  - 10x Strzykawka (10ml), (możliwość stosowania strzykawek o mniejszych pojemnościach: 1ml, 2ml **przy zakupie dodatkowych adapterów**)
    - 1x Adapter do strzykawki 10ml
- **Za dodatkową opłatą można zakupić dedykowany kompresor do tego zestawu.**
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 - miesiące,

