



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kaseta do sterylizacji narzędzi chirurgiczno-ortopedycznych STRYKER 0590-1-601 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji amerykańskiej,
- Wykonana w całości ze stali nierdzewnej,
- Gabaryt komory : 50,5 x 23,5 x 6,3 cm,
- Gabaryt: 53 x 25,5 x 8,3 cm,
- Gwarancja 6-miesięcy,

