



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Monitor medyczny BEACON C32S+ (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Kolorowy monitor medyczny 3MP,
- Cechy monitora:
  - MULTI - Wbudowane tryby wyświetlania wielu obrazów,
  - BSS - System stabilizacji podświetlenia matrycy,
  - ALAS - System adaptacyjny do warunków oświetleniowych,
  - DICOM - Zgodność ze standardem DICOM,
  - KOLOROWY - Idealna reprodukcja kolorów,
- Zastosowanie:
  - Radiografia Komputerowa / Radiografia bezpośrednia - CR/DR,
  - Tomografia komputerowa - CT,
  - Rezonans magnetyczny - MRI,
  - Pozytonowa tomografia emisyjna / Tomografia komputerowa - PET / CT,
  - Rentgen - X-RAY,
  - Cyfrowa angiografia subtrakcyjna - DSA,
  - Obrazowanie spektrum dyfuzji - DSI,
  - Obrazy medyczne 3D,
  - Medycyna nuklearna,
  - Oprogramowanie medyczne CAD,
- Rekonstrukcja obrazów,
- Dane techniczne:
  - Rozmiar: 21,3",
  - Głębokość koloru: 1,07 Miliardów,
  - Rozdzielczość: 2048 x 1536,
  - Rozmiar piksela: 0,2115 x 0,2115 mm,
  - Jasność: 800 cd/m<sup>2</sup>,
  - Kontrast: 1400 : 1,
  - Kąty widzenia: 176° pion / 176° poziom,
  - Czas reakcji: 20 ms,
  - Wejścia sygnału:
    - DVI-D: 24 pin,
    - DisplayPort: 20 pin,
  - Wymiary: 369 (Szer.) x 507 ÷ 627 (Wys.) x 235 (Głęb.) mm,
  - Masa własna: 9,2 kg,
  - System montażu: VESA 100 x 100 mm,
  - Zasilanie: DC 12 V,
  - Pobór mocy: maksymalnie 60 W,
  - Oszczędzanie energii: EPA, VESA,
  - MTBF: > 50 000 godzin,
  - Z podstawą stołową,
  - Certyfikaty: EN 60601, CCC, FCC, CE, UL,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

