



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor medyczny BEACON G52S+ (Produkt nowy)

- Nowy,
- Monitor medyczny 5MP w skali szarości,
- Cechy monitora:
 - MULTI - Wbudowane tryby wyświetlania wielu obrazów,
 - ALAS - System adaptacyjny do warunków oświetleniowych,
 - QA - Oprogramowanie do kalibracji,
 - BSS - System stabilizacji podświetlania matrycy,
 - DICOM - Zgodność ze standardem DICOM,
- Zastosowanie:
 - Cyfrowa mammografia,
 - Radiografia bezpośrednia - DR,
- Dane techniczne:
 - Rozmiar: 21",
 - Głębokość koloru: 4096 odcieni szarości,
 - Rozdzielczość: 2560 x 2048,
 - Rozmiar pixela: 0,165 x 0,165 mm,
 - Jasność: 1200 cd/m²,
 - Kontrast: 1200 : 1,
 - Kąty widzenia: 170° pion / 170° poziom,
 - Czas reakcji: 25 ms,
 - Wejścia sygnału:
 - DVI-D: 24 pin,
 - DisplayPort: 20 pin,
 - Wymiary: 398 (Szer.) x 510 ÷ 630 (Wys.) x 235 (Głęb.) mm,
 - Masa własna: 10,5 kg,
 - System montażu: VESA 100 x 100 mm,
 - Zasilanie: DC 12 V,
 - Pobór mocy: maksymalnie 47 W,
 - Oszczędzanie energii: EPA, VESA,
 - MTBF: > 50 000 godzin,
 - Z podstawą stołową,
 - Certyfikaty: EN 60601, CCC, FCC, CE, UL,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

