



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Monitor medyczny BEACON C14S (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Kolorowy monitor medyczny 1MP,
- Cechy monitora:
  - MULTI - Wbudowane tryby wyświetlania wielu obrazów,
  - PERSPEKTIVE - Szerokie kąty widzenia,
  - BSS - System stabilizacji podświetlania matrycy,
  - DICOM - Zgodność ze standardem DICOM,
- Zastosowanie:
  - Cyfrowa angiografia subtrakcyjna - DSA,
  - Obrazowanie spektrum dyfuzji - DSI,
  - Tomografia komputerowa - CT,
  - Rezonans magnetyczny - MRI,
- Dane techniczne:
  - Rozmiar: 19",
  - Głębokość koloru: 16,7 Milionów,
  - Rozdzielczość: 1280 x 1024,
  - Rozmiar piksela: 0,294 x 0,294 mm,
  - Jasność: 300 cd/m<sup>2</sup>,
  - Kontrast: 1000 : 1,
  - Kąty widzenia: 178° pion / 178° poziom,
  - Czas reakcji: 14 ms,
  - Wejścia sygnału:
    - DVI-D: 24 pin,
    - DisplayPort: 20 pin,
    - VGA: D-Sub 15 pin,
  - Wymiary: 425 (Szer.) x 449 ÷ 523 (Wys.) x 225 (Głęb.) mm,
  - Masa własna: 6,3 kg,
  - System montażu: VESA 100 x 100 mm,
  - Zasilanie: AC 230 V,
  - Pobór mocy: maksymalnie 50 W,
  - Oszczędzanie energii: EPA, VESA,
  - MTBF: > 50 000 godzin,
  - Certyfikaty CCC, CB, FCC, CE, cTUVus,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

