



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor medyczny BEACON G11S (Produkt nowy)

- Nowy,
- Monitor medyczny 1MP w skali szarości,
- Cechy monitora:
 - DISPLAY - Wbudowane tryby wyświetlania wielu obrazów,
 - PERSPEKTIVE - Szerokie kąty widzenia,
 - BSS - System stabilizacji podświetlania matrycy,
 - DICOM - Zgodność ze standardem DICOM,
- Zastosowanie:
 - Cyfrowa angiografia subtrakcyjna - DSA,
 - Obrazowanie spektrum dyfuzji - DSI,
 - Tomografia komputerowa - CT,
 - Rezonans magnetyczny - MRI,
- Dane techniczne:
 - Rozmiar: 19",
 - Głębokość koloru: 1024 odcieni szarości,
 - Rozdzielczość: 1280 x 1024,
 - Rozmiar piksela: 0,294 x 0,294 mm,
 - Jasność: 1300 cd/m²,
 - Kontrast: 1000 : 1,
 - Kąty widzenia: 170° pion / 170° poziom,
 - Czas reakcji: 30 ms,
 - Wejścia sygnału:
 - DVI-D: 24 pin,
 - VGA: D-Sub 15 pin,
 - YPbPr: BNC*3,
 - Wyjścia sygnału: YPbPr: BNC*3
 - Wymiary: 417 (Szer.) x 344 ÷ 410 (Wys.) x 220 (Głęb.) mm,
 - Masa własna: 7,6 kg,
 - System montażu: VESA 100 x 100 mm,
 - Zasilanie: AC 230 V,
 - Pobór mocy: maksymalnie 60 W,
 - Oszczędzanie energii: EPA, VESA,
 - MTBF: > 50 000 godzin,
 - Certyfikaty CCC, CB, FCC, CE, cTUVus,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

