



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Monitor medyczny BEACON C22WT (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Kolorowy monitor medyczny 2MP,
- Cechy monitora:
  - SUPPORT TOUCH - Ekran dotykowy,
  - PROTECTIVE - Profesjonalne szkło ochronne,
  - DISPLAY - Wbudowane tryby wyświetlania wielu obrazów,
  - BSS - System stabilizacji podświetlania matrycy,
  - DICOM - Zgodność ze standardem DICOM,
- Zastosowanie:
  - Usługi ambulatoryjne,
  - Sale szpitalne,
  - Sale intensywnej opieki,
  - Oddziały kliniczne,
- Dane techniczne:
  - Rozmiar: 21,5",
  - Głębokość koloru: 16,7 Milionów,
  - Rozdzielczość: 1920 x 1080,
  - Rozmiar piksela: 0,248 x 0,248 mm,
  - Jasność: 250 cd/m<sup>2</sup>,
  - Kontrast: 1000 : 1,
  - Kąty widzenia: 178° pion / 178° poziom,
  - Czas reakcji: 14 ms,
  - Wejścia sygnału:
    - DVI-D: 24 pin,
    - DisplayPort: 20 pin,
    - VGA: D-Sub 15 pin,
    - Audio 3,5mm stereo jack,
  - Głośniki: 5W\*2,
  - Wymiary: 523 (Szer.) x 376 (Wys.) x 179 (Głęb.) mm,
  - Masa własna: 6 kg,
  - System montażu: VESA 100 x 100 mm,
  - Zasilanie: AC 100 - 240 V / DC 12 V,
  - Pobór mocy: maksymalnie 40 W,
  - Oszczędzanie energii: EPA, VESA,
  - MTBF: > 50 000 godzin,
  - Certyfikaty EN 60601, CCC, CB, FCC, CE, cTUVus,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesięcowa,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

