



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor medyczny BEACON E150 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Kolorowy monitor medyczny do chirurgii i endoskopii,
- Cechy monitora:
 - MULTI - Wbudowane tryby wyświetlania wielu obrazów,
 - KOLOROWY - Idealna reprodukcja kolorów,
 - PODWÓJNY - Obsługa podwójnego ekranu PIP,
 - WE / WY - Funkcja wejścia i wyjścia sygnału,
 - BSS - System stabilizacji podświetlania matrycy,
- Zastosowanie:
 - Endoskopia klatki piersiowej / Laparoscopia,
 - Enteroskopia / Gastroskopia,
 - Sale operacyjne,
 - Oddziały intensywnej terapii,
- Dane techniczne:
 - Rozmiar: 15",
 - Głębokość koloru: 16,7 Milionów,
 - Rozdzielczość: 1024 x 768,
 - Rozmiar pixela: 0,297 x 0,297 mm,
 - Jasność: 350 cd/m²,
 - Kontrast: 600 : 1,
 - Kąty widzenia: 170° pion / 170° poziom,
 - Czas reakcji: 8 ms,
 - Wejścia sygnału:
 - DVI-D: 24 pin,
 - VGA: D-Sub 15 pin,
 - CVBS: BNC,
 - S-VIDEO: DIN4,
 - YPbPr: BNC*3,
 - RGBS: BNC*4,
 - Wyjścia sygnału:
 - DVI-D: 24 pin,
 - CVBS: BNC,
 - S-VIDEO: DIN4,
 - YPbPr: BNC*3,
 - RGBS: BNC*4,
 - Wymiary: 364 (Szer.) x 274 - 364 (Wys.) x 255 (Głęb.) mm,
 - Masa własna: 7 kg,
 - System montażu: VESA 100 x 100 mm,
 - Zasilanie: AC 230 V, / 50 - 60 Hz,
 - Pobór mocy: maksymalnie 60 W,
 - Oszczędzanie energii: EPA, VESA,
 - MTBF: > 50 000 godzin,
 - Certyfikaty EN 60601, CCC, FCC, CE, UL,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesięcowa,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

