



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Monitor medyczny BEACON S421 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Kolorowy monitor medyczny do chirurgii i endoskopii,
- Cechy monitora:
  - MULTI - Wbudowane tryby wyświetlania wielu obrazów,
  - ROZDZIELCZOŚĆ - Rozdzielczość Full HD,
  - PODWÓJNY - Obsługa podwójnego ekranu,
  - WE / WY - Funkcja wejścia i wyjścia sygnału,
  - LED - Podświetlenie matrycy w technologii LED,
  - KOLOROWY - Idealna reprodukcja kolorów,
  - BSS - System stabilizacji podświetlania matrycy,
- Zastosowanie:
  - Endoskopia klatki piersiowej,
  - Laparoscopia / Enteroscopia,
  - Gastroskopia / Sale operacyjne,
  - Oddziały intensywnej opieki,
- Dane techniczne:
  - Rozmiar: 42 ",
  - Głębokość koloru: 1,07 Miliardów,
  - Rozdzielczość: 1920 x 1080,
  - Rozmiar piksela: 0,4833 x 0,4833 mm,
  - Jasność: 700 cd/m<sup>2</sup>,
  - Kontrast: 1300 : 1,
  - Kąty widzenia: 178° pion / 178° poziom,
  - Czas reakcji: 8 ms,
  - Wejścia sygnału:
    - DVI-D: 24 pin,
    - VGA: D-Sub 15 pin,
    - CVBS: BNC,
    - S-VIDEO: DIN4,
    - YPbPr: BNC\*3,
    - RGBS: BNC\*4,
    - HD-SDI,
    - 3G-SDI ,
    - Światłowód: FC (Opcja),
  - Wyjścia sygnału:
    - DVI-D,
    - SDI,
    - DC 5V,
  - Wymiary: 1003 (Szer.) x 597 (Wys.) x 65 (Głęb.) mm,
  - Masa własna: 45 kg,
  - System montażu: VESA 400 x 400 mm,
  - Zasilanie: AC 230 V,
  - Pobór mocy: maksymalnie 120 W,
  - Oszczędzanie energii: EPA, VESA,
  - MTBF: > 60 000 godzin,
  - Certyfikaty EN 60601, CCC, FCC, CE, UL,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

