



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor medyczny BEACON S421 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Kolorowy monitor medyczny do chirurgii i endoskopii,
- Cechy monitora:
 - MULTI - Wbudowane tryby wyświetlania wielu obrazów,
 - ROZDZIELCZOŚĆ - Rozdzielczość Full HD,
 - PODWÓJNY - Obsługa podwójnego ekranu,
 - WE / WY - Funkcja wejścia i wyjścia sygnału,
 - LED - Podświetlenie matrycy w technologii LED,
 - KOLOROWY - Idealna reprodukcja kolorów,
 - BSS - System stabilizacji podświetlania matrycy,
- Zastosowanie:
 - Endoskopia klatki piersiowej,
 - Laparoscopia / Enteroscopia,
 - Gastroskopia / Sale operacyjne,
 - Oddziały intensywnej opieki,
- Dane techniczne:
 - Rozmiar: 42 ",
 - Głębokość koloru: 1,07 Miliardów,
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080,
 - Rozmiar piksela: 0,4833 x 0,4833 mm,
 - Jasność: 700 cd/m²,
 - Kontrast: 1300 : 1,
 - Kąty widzenia: 178° pion / 178° poziom,
 - Czas reakcji: 8 ms,
 - Wejścia sygnału:
 - DVI-D: 24 pin,
 - VGA: D-Sub 15 pin,
 - CVBS: BNC,
 - S-VIDEO: DIN4,
 - YPbPr: BNC*3,
 - RGBS: BNC*4,
 - HD-SDI,
 - 3G-SDI ,
 - Światłowód: FC (Opcja),
 - Wyjścia sygnału:
 - DVI-D,
 - SDI,
 - DC 5V,
 - Wymiary: 1003 (Szer.) x 597 (Wys.) x 65 (Głęb.) mm,
 - Masa własna: 45 kg,
 - System montażu: VESA 400 x 400 mm,
 - Zasilanie: AC 230 V,
 - Pobór mocy: maksymalnie 120 W,
 - Oszczędzanie energii: EPA, VESA,
 - MTBF: > 60 000 godzin,
 - Certyfikaty EN 60601, CCC, FCC, CE, UL,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

