



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor medyczny BEACON M652T (Produkt nowy)

- Nowy,
- Kolorowy monitor medyczny do konsultacji,
- Cechy monitora:
 - WIELKOFORMATOWY - Wielkoformatowy ekran monitora,
 - BSS - System stabilizacji podświetlenia matrycy,
 - DICOM - Zgodność ze standardem DICOM,
 - ZINTEGROWANY - Zintegrowana konstrukcja mobilna,
- Zastosowanie:
 - Kompleksowe konsultacje,
 - Treningi lekarzy,
 - Pokazy operacji,
 - Zdalna konsultacja,
- Dane techniczne:
 - Rozmiar: 65",
 - Głębia koloru: 1,07 Miliardów,
 - Rozdzielczość: 3840 x 2160,
 - Rozmiar pixela: 0,372 x 0,372 mm,
 - Jasność: 450 cd/m²,
 - Kontrast: 1400 : 1,
 - Kąty widzenia: 178° pion / 178° poziom,
 - Czas reakcji: 5 ms,
 - Wejścia sygnału:
 - DisplayPort: 20 pin*4,
 - DVI-D: 24pin,
 - Wymiary: 1480 (Szer.) x 890 (Wys.) x 180 (Głęb.) mm,
 - Masa własna: 55 kg,
 - Zasilanie: AC 230 V,
 - Pobór mocy: maksymalnie 200 W,
 - Oszczędzanie energii: EPA, VESA,
 - Obsługa ekranu dotykowego i cyfrowej tablicy,
 - Wbudowane dwie niezależne stacje robocze,
 - MTBF: > 50 000 godzin,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesięce,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

