



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Autoklaw STATIM 5000 G4 ENDO (data logger wbudowany) (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji kanadyjskiej,
- Zalety:
  - Kasetę sterylizacyjną typu ENDO,
  - Nowoczesny, kolorowy ekran dotykowy,
  - Bogaty zestaw ustawień łatwo konfigurowalnych przez użytkownika,
  - Znakomicie działający i prosty interfejs do pracy w sieci LAN,
  - Wbudowany, elektroniczny rejestrator cykli Data Logger,
  - Energooszczędność,
  - Szybkie cykle sterylizacyjne do 9 min dla narzędzi nieopakowanych,
  - Niewielkie zużycie wody destylowanej,
  - Prosta konstrukcja ułatwiająca serwis i obsługę okresową,
  - Zgodność z normą EN13060 w zakresie sterylizacji wsadów typu A i B,
- Dane techniczne:
  - Klasa S,
  - Zasilanie 208 - 240 V,
  - Moc: 1300 W,
  - Głośność pracy - 56 dB,
  - Rejestracja cykli - elektroniczna - Data Logger,
  - Cykl dla opakowanych 134 C - 18 min,
  - Cykl dla nieopakowanych 134 C - 9 min,
  - Tworzywa i guma 121 C - 24 min,
  - Suszenie - minimum 60 min,
  - Sterylizacja i suszenie opakowanych - około 82 min,
  - Sterylizacja i suszenie nieopakowanych - około 45 min,
  - Sterylizacja wsadów typu - A i B,
  - Wymiary kasety (dł/szer/gł) - 48 cm / 18 cm / 6,5 cm,
  - Pojemność kasety - 5,1 l,
  - Pojemność zbiornika na wodę - 4 l,
  - Gabaryty: 55 cm x 41 cm x 19 cm,
  - Menu urządzenia w języku angielskim,
  - Waga - 33 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12-miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

