



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw STATIM 5000 G4 ENDO (data logger wbudowany) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji kanadyjskiej,
- Zalety:
 - Kasetę sterylizacyjną typu ENDO,
 - Nowoczesny, kolorowy ekran dotykowy,
 - Bogaty zestaw ustawień łatwo konfigurowalnych przez użytkownika,
 - Znakomicie działający i prosty interfejs do pracy w sieci LAN,
 - Wbudowany, elektroniczny rejestrator cykli Data Logger,
 - Energooszczędność,
 - Szybkie cykle sterylizacyjne do 9 min dla narzędzi nieopakowanych,
 - Niewielkie zużycie wody destylowanej,
 - Prosta konstrukcja ułatwiająca serwis i obsługę okresową,
 - Zgodność z normą EN13060 w zakresie sterylizacji wsadów typu A i B,
- Dane techniczne:
 - Klasa S,
 - Zasilanie 208 - 240 V,
 - Moc: 1300 W,
 - Głośność pracy - 56 dB,
 - Rejestracja cykli - elektroniczna - Data Logger,
 - Cykl dla opakowanych 134 C - 18 min,
 - Cykl dla nieopakowanych 134 C - 9 min,
 - Tworzywa i guma 121 C - 24 min,
 - Suszenie - minimum 60 min,
 - Sterylizacja i suszenie opakowanych - około 82 min,
 - Sterylizacja i suszenie nieopakowanych - około 45 min,
 - Sterylizacja wsadów typu - A i B,
 - Wymiary kasety (dł/szer/gł) - 48 cm / 18 cm / 6,5 cm,
 - Pojemność kasety - 5,1 l,
 - Pojemność zbiornika na wodę - 4 l,
 - Gabaryty: 55 cm x 41 cm x 19 cm,
 - Menu urządzenia w języku angielskim,
 - Waga - 33 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12-miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

