



Myjnia - Dezynfektor HYDRIM C61 WD G4 (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji kanadyjskiej ,
- Zalety:
 - Poziom dezynfekcji A0= 600 i A0 = 3000,
 - Kolorowy, dotykowy wyświetlacz,
 - Zaawansowany system operacyjny,
 - Wbudowany rejestrator przebiegu cykli Data Logger,
 - Rejestracja na pendrive podłączonym przez USB,
 - Interfejs sieciowy LAN,
 - Energooszczędność,
- Dane techniczne:
 - Zasilanie 208 - 240 V,
 - Moc: 2000 W,
 - Głośność pracy - 65 dB,
 - Rejestracja cykli - Data Logger,
 - Programy mycia - 5,
 - Dezynfekcja - Tak , 93 C,
 - Poziom dezynfekcji - A0 = 600,A0=3000,
 - Suszenie - tak w standardzie,
 - Ramiona myjące - 2,
 - Poziomy mycia - 1,
 - Wymiary komory (dł/szer/gł) - 42 cm / 52 cm / 33 cm,
 - Nominalna pojemność komory - 51 l,
 - Pojemnik z detergentem - 750 ml,
 - Gabaryty: 52 cm x 59,8 cm x 52,6 cm,
 - Menu urządzenia w języku angielskim,
 - Waga - 44 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12-miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

