



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



STATIMATIC (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji niemieckiej,
- Cechy produktu :
 - automatyczne czyszczenie i konserwacja od jednej do trzech końcówek stomatologicznych,
 - całkowity czas cyklu dla każdej końcówki - 15s,
 - automatyczna detekcja podłączonej końcówki,
 - opcjonalne adaptory do turbin na szybkozłączkę NSK, KaVo, Bien Air, W&H, Midwest,
 - unikalny system ochrony końcówek (CM Care),
 - chemicznie i fizycznie czyszczenie przy użyciu bezpiecznego środka konserwującego w postaci piany,
 - optymalne pokrycie elementów końcówki substancją konserwującą,
 - usuwanie nadmiar środka konserwującego za pomocą skompresowanego powietrza,
 - łatwa wymiana spray-u,
 - łatwa obsługa za pomocą jednego przyciśnięcia przycisku,
 - nowoczesny i efektowny wygląd,
- Wydajność sprayu - 300 konserwacji,
- Ilość czyszczonych końcówek - 1-3,
- Głośność pracy - 60 dB,
- Ciśnienie powietrza - 4 - 6 bar,
- Zapotrzebowanie na powietrze - 40 NI / min,
- Zasilanie 208 - 240 V,
- Gabaryty: 19 cm x 29 cm x 40 cm,
- Waga - 8,6 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 36-miesiący,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

