



## Stół endoskopowy EOS H04 (Rekondycjonowany (używany))

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Posiada stabilną stalową konstrukcję pokrytą farbą proszkową,
- W standardzie występuje trzy częściowe leże łamane do pozycji Pivota oraz fotela, wykonane ze sklejki,
- **W zagłówku może być wykonany bezszwowy otwór na twarz z zatyczką (za dodatkową opłatą),**
- Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika hydraulicznego poprzez wielokrotne naciśnięcie stopą dźwigni znajdującej się przy siłowniku,
- Zastosowano w pełni łożyskowany mechanizm regulacji wysokości,
- Poszczególne części blatu regulowane są poprzez sprężyny gazowe,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE” które są dostępne za dopłatą,
- **Cechy i zalety stołu:**
  - Sprężyna gazowa niemieckiej firmy BANSBACH,
  - Tapicerka o bardzo dobrej jakości,
  - Pianka o grubości 5 cm,
  - W miejscach ruchomych stołu zastosowano stalowe łożyska kulkowe co wpływa na nie zawodność stołu,
  - Elementy ramy wykonane z najlepszej polskiej stali,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
  - Podłokietniki,
  - Półki boczne,
  - Wieszak na podkład,
  - System kółek jezdnych,
  - Euroszyny (40cm),
  - Bariery boczne,
  - Podkolanniki,
  - Podpórka iniekcyjna,
- Parametry Techniczne:
  - Długość 200 cm,
  - Szerokość 65/70/80 cm,
  - Wysokość 48 - 100 cm,
  - Regulacja kąta podglówka -70° do 40°,
  - Regulacja kąta oparcia 0° do 85°,
  - Regulacja kąta łamania blatu 0° do 30°,
  - Masa własna 98 kg,
  - Maksymalne obciążenie 160 kg,
- Różne kolory tapicerki stanowią jedynie przykład możliwości doboru kolorów,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,
- Gwarancja na akcesoria hydrauliczne 12 miesięcy,

