



## Stół endoskopowy AION R02 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Posiada prosty i stabilny stelaż wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo,
- Regulowana wysokość i trzy częściowe leże z regulowanym podgłówkiem w standardzie z wycięciem na twarz i zatyczką,
- Regulacja wysokości stołu skokowa,
- Podgłówek regulowany jest za pomocą sprężyny gazowej natomiast podnóżek regulowany jest poprzez mechanizm typu rastomat,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE” które są dostępne za dopłatą,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
  - Wieszak na podkład,
  - Półka dolna,
  - Podłokietniki,
  - Kółka jezdne z hamulcem,
- Parametry Techniczne:
  - Długość 190 cm,
  - Szerokość 55/70 cm,
  - Wysokość 55/70 cm,
  - Masa własna 37 kg,
  - Maksymalne obciążenie 150 kg,
  - Regulacja kąta podgłówka  $-70^{\circ}$  do  $+45^{\circ}$ ,
  - Regulacja kąta podnóżka  $0^{\circ}$  do  $30^{\circ}$ ,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,
- Gwarancja na akcesoria hydrauliczne 12 miesięcy,

