



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół weterynaryjny operacyjny chirurgiczny WESSELING-BV STABILO ELITE (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- Stabiłna konstrukcja stalowa pokryta farbą epoksydową,
- Regulacja wysokości stołu może odbywać się za pomocą siłownika elektrycznego lub siłownika hydraulicznego,
 - Wersja elektryczna – sterowanie pilotem ręcznym lub pilotem nożnym,
 - Wersja hydrauliczna – sterowanie pedałem nożnym,
- System regulacji: Niemiecki siłownik elektryczny HANNING,
- Błat wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością ściągnięcia blatu pod którym znajduje się mocna mata groomerska. Mata jest antypoślizgowa, odporna na zadrapania i łatwa w utrzymaniu czystości,
- Błat ze stali nierdzewnej mocowany jest do maty za pomocą czterech uchwytów,
- Parametry techniczne:
 - Długość: 120 cm,
 - Szerokość: 65 cm,
 - Regulacja wysokości: od 38 do 110 cm,
 - Maksymalne obciążenie: 225 kg,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Możliwość wykonania otworu odpływowego z systemem odprowadzającym,
 - Możliwość wykonania uchwytów do pasów mocujących zwierzę (dowolna ilość uchwytów w dowolnych miejscach),
 - Możliwość podłączenia obu sterowników jednocześnie za pomocą rozgałęźnika,
 - Możliwość doposażenia w uchwyt groomerski (pojedynczy lub podwójny),
 - Możliwość doposażenia stołu w 4 kółka z centralnym zamkiem,
 - Możliwość doposażenia w uchwyt ostrza,
 - Możliwość doposażenia w pojemnik z tworzywa sztucznego z jednej strony stołu ,
 - Rurka do regulacji wysokości stołu,
 - Gniazdo zasilania z jednej strony , pod płytą roboczą,
 - Gniazdo zasilania z obu stron, pod płytą roboczą
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,
- Nr kat 05
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

