



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Czujnik SpO2 - BCI (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
  - Z klipsem dla dorosłych na palec,
  - Silikonowy dla dorosłych na palec,
  - Z klipsem dla dzieci na palec,
  - Silikonowy dla dzieci na palec,
  - Neonatalny - Uniwersalny typ Y (do wyboru w komplecie opaska silikonowa lub opaska na ucho),
  - Silikonowy z opaską zaciskającą,
- **Długość kabla 2,7 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
  - BCI: 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3401, 3403, 9200,
  - Spacelabs Burdick: PRO2,
  - Drager: Oxipac 2000,
  - MedChoice: MD300A,
  - Invacare 3300nv,
- **Długość kabla 0,9 m** (za dopłatą możliwość doposażenia w przedłużacz oraz wykonanie kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
  - BCI: 3180, 3401, 3304, 3303, 3302, 3301, 3300, 3400, 3403,
  - Smiths Medical BCI Capnocheck 9004, Spectro 2 | 10, 20, 30, SurgiVet,
  - Spacelabs Burdick: PRO2,
  - Drager: Oxipac 2000,
  - Armstrong Medical AD-1000,
  - Beijing Choice Electronic: Pulse Oximeter model MD300I1.
- Gwarancja 12-miesięcy,

