



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Czujnik SpO2 - BCI (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
 - Z klipsem dla dorosłych na palec,
 - Silikonowy dla dorosłych na palec,
 - Z klipsem dla dzieci na palec,
 - Silikonowy dla dzieci na palec,
 - Neonatalny - Uniwersalny typ Y (do wyboru w komplecie opaska silikonowa lub opaska na ucho),
 - Silikonowy z opaską zaciskającą,
- **Długość kabla 2,7 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - BCI: 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3401, 3403, 9200,
 - Spacelabs Burdick: PRO2,
 - Drager: Oxipac 2000,
 - MedChoice: MD300A,
 - Invacare 3300nv,
- **Długość kabla 0,9 m** (za dopłatą możliwość doposażenia w przedłużacz oraz wykonanie kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - BCI: 3180, 3401, 3304, 3303, 3302, 3301, 3300, 3400, 3403,
 - Smiths Medical BCI Capnocheck 9004, Spectro 2 | 10, 20, 30, SurgiVet,
 - Spacelabs Burdick: PRO2,
 - Drager: Oxipac 2000,
 - Armstrong Medical AD-1000,
 - Beijing Choice Electronic: Pulse Oximeter model MD300I1.
- Gwarancja 12-miesięcy,

