



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Czujnik SpO2 - Criticare CSI (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
 - Z klipsem dla dorosłych na palec,
 - Silikonowy dla dorosłych na palec,
 - Z klipsem dla dzieci na palec,
 - Silikonowy dla dzieci na palec,
 - Neonatalny - Uniwersalny typ Y (do wyboru w komplecie opaska silikonowa lub opaska na ucho),
 - Silikonowy z opaską zaciskającą,
- **Długość kabla 2,7 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - Scholar, Poet (602-3A), 1100, 2200, 500, 500A, 501, 502 series, 503, 504, 504/P, 504O/P, 504US/P, 507, 507E/P/R, 507/S, 507SD, 507O/P, 508, 509, 581,
 - Alaris 4415 (IVAC): VitalCheck 4400, 4410,
 - Criticare: 503DX-W, 503S, 503DX, 503 Spot, 504DX/P, 504DX, 506 series (except 506LN3), 507ELC2, 8000 series, 8100 series,
 - Poet Plus, Poet R Plus, Poet (602- 3A),
 - Scholar, Scholar III,
 - nGenuity.
- **Długość kabla 0,9 m** (za dopłatą możliwość doposażenia w przedłużacz oraz wykonanie kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - Alaris (IVAC): VitalCheck 4400 511SD,
 - Criticare: 503DX-W, 503S, 503DX, 503 Spot, Mini Spot, 504DX/P, 504DX, 506 series (except 506LN3), 507ELC2, 507EL, 8100 series, Poet Plus, Poet (602-3A),
 - Scholar, Scholar III.
- Gwarancja 12-miesięcy,

