



Czujnik SpO2 - GE-Datex Ohmeda (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
 - Z klipsem dla dorosłych na palec,
 - Silikonowy dla dorosłych na palec,
 - Z klipsem dla dzieci na palec,
 - Silikonowy dla dzieci na palec,
 - Neonatalny - Uniwersalny typ Y (do wyboru w komplecie opaska silikonowa lub opaska na ucho),
 - Silikonowy z opaską zaciskającą,
- **Długość kabla 2,7 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - AS/3, AS/5, CS/3 Modular Monitors with Mseries modules, CH/S, CH/2S, CH/RS, CG/2S, Cardiocap I, Cardiocap II, Cardiocap 5, Cardiocap S/5 Light Monitor, Capnomac Ultima, M-Estpr, Oscar II, Satellite, Satellite Plus II, Trans Plus, ULTSVL, ULTSVO, ULTSIO, ULTS00, OSP-200.
 - S/5, i4 Modular Monitors con E-Series, Corometrics 259 with Trusignal Ohmeda® Technology.
 - Ohmeda Trusat,
 - Ohmeda 3700, 3710, 3770, 3775, 3800, 3900, Biox 3740, 3760, 3800, 4700 Oxicap, 5250 RGM, Sac II, Oxi-Tip Plus, Tuffsat, S/5.
- **Długość kabla 0,9 m** (za dopłatą możliwość doposażenia w przedłużacz oraz wykonanie kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - Datex Ohmeda Trusignal,
 - Universal Oxytip,
 - AS/3, CS/3, CH/S, CH/2S, CH-RS, SAF-F, CG/ 2S, Cardiocap I, Cardiocap II, Cardiocap 5, Capnomac Ultima, Light Monitor, M-Estpr, Oscar II, OSP-200, Satellite Trans, Satellite, Satellite Plus II, Trans Plus, System 5, ULTS00, ULTSIO, ULTSVI, ULTSVO.
- Gwarancja 12-miesięcy,



GE - Datex Ohmeda		
Model	Opis	Cena
AS/3	Modular Monitor	12000000
AS/5	Modular Monitor	12000000
CS/3	Modular Monitor	12000000
CH/S	Modular Monitor	12000000
CH/2S	Modular Monitor	12000000
CH/RS	Modular Monitor	12000000
CG/2S	Modular Monitor	12000000
Cardiocap I	Modular Monitor	12000000
Cardiocap II	Modular Monitor	12000000
Cardiocap 5	Modular Monitor	12000000
Capnomac Ultima	Modular Monitor	12000000
Light Monitor	Modular Monitor	12000000
M-Estpr	Modular Monitor	12000000
Oscar II	Modular Monitor	12000000
OSP-200	Modular Monitor	12000000
Satellite	Modular Monitor	12000000
Satellite Plus II	Modular Monitor	12000000
Trans Plus	Modular Monitor	12000000
System 5	Modular Monitor	12000000
ULTS00	Modular Monitor	12000000
ULTSIO	Modular Monitor	12000000
ULTSVI	Modular Monitor	12000000
ULTSVO	Modular Monitor	12000000

GE - Datex Ohmeda		
Model	Opis	Cena
AS/3	Modular Monitor	12000000
AS/5	Modular Monitor	12000000
CS/3	Modular Monitor	12000000
CH/S	Modular Monitor	12000000
CH/2S	Modular Monitor	12000000
CH/RS	Modular Monitor	12000000
CG/2S	Modular Monitor	12000000
Cardiocap I	Modular Monitor	12000000
Cardiocap II	Modular Monitor	12000000
Cardiocap 5	Modular Monitor	12000000
Capnomac Ultima	Modular Monitor	12000000
Light Monitor	Modular Monitor	12000000
M-Estpr	Modular Monitor	12000000
Oscar II	Modular Monitor	12000000
OSP-200	Modular Monitor	12000000
Satellite	Modular Monitor	12000000
Satellite Plus II	Modular Monitor	12000000
Trans Plus	Modular Monitor	12000000
System 5	Modular Monitor	12000000
ULTS00	Modular Monitor	12000000
ULTSIO	Modular Monitor	12000000
ULTSVI	Modular Monitor	12000000
ULTSVO	Modular Monitor	12000000

GE - Datex Ohmeda		
Model	Opis	Cena
AS/3	Modular Monitor	12000000
AS/5	Modular Monitor	12000000
CS/3	Modular Monitor	12000000
CH/S	Modular Monitor	12000000
CH/2S	Modular Monitor	12000000
CH/RS	Modular Monitor	12000000
CG/2S	Modular Monitor	12000000
Cardiocap I	Modular Monitor	12000000
Cardiocap II	Modular Monitor	12000000
Cardiocap 5	Modular Monitor	12000000
Capnomac Ultima	Modular Monitor	12000000
Light Monitor	Modular Monitor	12000000
M-Estpr	Modular Monitor	12000000
Oscar II	Modular Monitor	12000000
OSP-200	Modular Monitor	12000000
Satellite	Modular Monitor	12000000
Satellite Plus II	Modular Monitor	12000000
Trans Plus	Modular Monitor	12000000
System 5	Modular Monitor	12000000
ULTS00	Modular Monitor	12000000
ULTSIO	Modular Monitor	12000000
ULTSVI	Modular Monitor	12000000
ULTSVO	Modular Monitor	12000000