



Czujnik SpO2 - General Meditech (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
 - Z klipsem dla dorosłych na palec,
 - Silikonowy dla dorosłych na palec,
 - Z klipsem dla dzieci na palec,
 - Silikonowy dla dzieci na palec,
 - Neonatalny - Uniwersalny typ Y (do wyboru w komplecie opaska silikonowa lub opaska na ucho),
 - Silikonowy z opaską zaciskającą,
- **Długość kabla 2,7 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - G2A, G3A, G3C, G3D, G3F, G3G, G3H, G3L,
 - G1B,
- Gwarancja 12-miesięcy,



General Meditech		Kontakt	
Adres	ul. Górowska 32	Telefon	+48 65 527 01 67
Adres e-mail	biuro@praiston.pl	Faks	+48 65 527 01 67
Strona WWW	www.praiston.pl	Strona WWW	www.praiston.pl
Logo		Logo	

General Meditech		Kontakt	
Adres	ul. Górowska 32	Telefon	+48 65 527 01 67
Adres e-mail	biuro@praiston.pl	Faks	+48 65 527 01 67
Strona WWW	www.praiston.pl	Strona WWW	www.praiston.pl
Logo		Logo	