



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Czujnik SpO2 - MDE (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
  - Z klipsem dla dorosłych na palec,
  - Silikonowy dla dorosłych na palec,
  - Z klipsem dla dzieci na palec,
  - Silikonowy dla dzieci na palec,
  - Neonatalny - Uniwersalny typ Y (do wyboru w komplecie opaska silikonowa lub opaska na ucho),
  - Silikonowy z opaską zaciskającą,
- **Długość kabla 2,7 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
  - Escort 1 / E 300, EsCodert 100 OPT 11A, EsCodert 300A, Escort II OPT30, Prism, 20300, 20401, 20403
- Gwarancja 12-miesięcy,



Model	Opaska	Typ
MDE	Opaska	1000000000
MDE	Opaska	1000000000
MDE	Opaska	1000000000
MDE	Opaska	1000000000
MDE	Opaska	1000000000
MDE	Opaska	1000000000
MDE	Opaska	1000000000
MDE	Opaska	1000000000
MDE	Opaska	1000000000
MDE	Opaska	1000000000