



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



**Czujnik SpO2 - Medexel (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
  - Z klipsem dla dorosłych na palec,
  - Silikonowy dla dorosłych na palec,
  - Z klipsem dla dzieci na palec,
  - Silikonowy dla dzieci na palec,
  - Neonatalny - Uniwersalny typ Y (do wyboru w komplecie opaska silikonowa lub opaska na ucho),
  - Silikonowy z opaską zaciskającą,
- **Długość kabla 2,7 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
  - Wszystkie urządzenia Medexel z 7-stykowym złączem DB9
- Gwarancja 12-miesięcy,



Model	Opis	Wyposażenie
Medexel	...	...
SPT8 sensor	...	...
...	...	...