



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Czujnik SpO2 - Mindray (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
  - Z klipsem dla dorosłych na palec,
  - Silikonowy dla dorosłych na palec,
  - Z klipsem dla dzieci na palec,
  - Silikonowy dla dzieci na palec,
  - Neonatalny - Uniwersalny typ Y (do wyboru w komplecie opaska silikonowa lub opaska na ucho),
  - Silikonowy z opaską zaciskającą,
- **Długość kabla 2,7 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
  - PM 600, PM 6000 (New), PM 7000, 6201, PM 8000, PM 9000, PM 9000 Express, MEC 100, MEC 200, MEC 1000, MEC 1200, 809B, VS 800; Mennen Enmove 1000, Mercury,
  - Kontron: 7138, 7840, 7845,
  - Medec: MEDEC-1000, M-1000, M-1100,
  - Creative: PC9000, UP6000,
  - Edan: M3, M3A, M3B, M8, M8A, M8B, M9, M9A, M50, M80, iM8, iM8A, iM8B, iM9, iM9A, iM50, iM80,
  - Goldway, Contec and Danatech, Penlon Intermed PM 8000, Vital Lite, Vital Line, Vital Wave,
  - PM 5000, PM 6000, PM 8000,
  - BeneView T5, T8 and iPM-8900,
- **Długość kabla 0,9 m** (za dopłatą możliwość doposażenia w przedłużacz oraz wykonanie kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
  - Wszystkie urządzenia Mindray z 7-stykowym złączem DB9,
- Gwarancja 12-miesięcy,

