



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Czujnik SpO2 - Nellcor (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
  - Z klipsem dla dorosłych na palec,
  - Silikonowy dla dorosłych na palec,
  - Z klipsem dla dzieci na palec,
  - Silikonowy dla dzieci na palec,
  - Neonatalny - Uniwersalny typ Y (do wyboru w komplecie opaska silikonowa lub opaska na ucho),
  - Silikonowy z opaską zaciskającą,
- **Długość kabla 2,7 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
  - N20, N180, N6000, NPB40, NPB75, NPB3900, NPB190, NPB195, NPB4000,
  - N-100, N-200, N-1000 and N-2000 Preamp cable; MDE Escort E100, Drager VitAlert 3200,
  - N-595 and N-600; CAS Med 511 Apnea Monitor,
  - Cardell Veterinary 9403, 9500HD,
  - Colin BP-S510 and T105NXM,
  - Digicare LW600,
  - Dinamap Carescape V100, ProCare, Pro Series, ProSeries V2, Pro 300, Pro 1000, Pro 1000 V3, E-NSAT Modules for i4 Modular Monitors with Oximax option,
  - Fukuda Denshi DS-7100,
  - GE Procare,
  - Welch Allyn Spot Vital Signs 42NTB-E1, 42NT0-E1 LXi,
  - Colin: BP88/306,
  - Critikon Dinamap ProCare, Pro Series, Pro 300, Pro 1000, M-NSAT Modules,
  - Datascope: Accutorr Plus, Duo, Passport 2, Passport XG, Spectrum, Trio,
  - Nellcor: NPB-290, NPB-295, N-390, N-395, N-3000, N-6000, NPB-290, NPB-295, N-390, N-395, N-3000, N-6000,
  - Nihon Kohden: BSM-2300, BSM-4100, BSM-5100, BSM- 4104A, BSM-4114A,
  - Ohmeda enGuard CM5; Physio Control Lifepak 12,
  - N 45, N 65, N 85, NPB 40, NPB 75, NBP-195,
  - Colin; GE Dinamap Compact Dinamap MPS,
  - All Welch Allyn (con technologią Oximax®),
- **Długość kabla 0,9 m** (za dopłatą możliwość doposażenia w przedłużacz oraz wykonanie kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
  - Wszystkie urządzenia z Nellcor® Technologii,
  - Wszystkie urządzenia z Oximax® Technologii,
- Gwarancja 12-miesięcy,



