



Czujnik SpO2 - Pace Tech (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
 - Z klipsem dla dorosłych na palec,
 - Silikonowy dla dorosłych na palec,
 - Z klipsem dla dzieci na palec,
 - Silikonowy dla dzieci na palec,
 - Neonatalny - Uniwersalny typ Y (do wyboru w komplecie opaska silikonowa lub opaska na ucho),
 - Silikonowy z opaską zaciskającą,
- **Długość kabla 2,7 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - Generra: 710, 200, 300, 400, 810, 530,
 - Pace Tech: 520,
 - Vitalmax 4000, Vitalmax 4100 (1st version),
 - Mini Pack 300,
- **Długość kabla 0,9 m** (za dopłatą możliwość doposażenia w przedłużacz oraz wykonanie kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - Generra: 710, 200, 300, 400, 810, 530,
 - Pace Tech: 520, Vitalmax 4000, Vitalmax 4100 (1st version)
- Gwarancja 12-miesięcy

