



Czujnik SpO2 - Spacelabs (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
 - Z klipsem dla dorosłych na palec,
 - Silikonowy dla dorosłych na palec,
 - Z klipsem dla dzieci na palec,
 - Silikonowy dla dzieci na palec,
 - Neonatalny - Uniwersalny typ Y (do wyboru w komplecie opaska silikonowa lub opaska na ucho),
 - Silikonowy z opaską zaciskającą,
- **Długość kabla 2,7 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - 90351-D/G, 90369, 9046, 90466, 90467, 90489, 90651-07/08, 90419-01, 90651A-07,
 - 90303B, 90351-0/6, 90465, 0466, 90489, 90651A-08, 90651-A, IM77, 90308, Scout,
 - 1050, 1600, 1700, 90367, 90369, 90469, 90496, 90651-08, Ultraview, 91220, 91369, mCare 300, sólo con tecnología Nellcor®,
- **Długość kabla 0,9 m** (za dopłatą możliwość doposażenia w przedłużacz oraz wykonanie kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - Wszystkie urządzenia z Spacelabs Nellcor® Technologia,
- Gwarancja 12-miesięcy

