



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



SpO2 Adapter przedłużający - Critikon (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Wtyk do czujnika / wtyk do urządzenia:
 - DB9 / REDEL 7 PIN (BIOOX.CK.IC2)
- **Długość kabla 2,0 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Adapter ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - Dinamap 8700, 8710, 8720 Pulse, 8721, 9710, 9700, 8280 and Oxyshuttle,
- Gwarancja 12-miesięcy,

