



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



SpO2 Adapter przedłużający - Mindray (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Wtyk do czujnika / wtyk do urządzenia:
 - DB9 / REDEL 6 PIN (BIOOX.MI.IC2),
 - DB9 / REDEL 12 PIN (BIOOX.MI2.IC2),
 - DB9 / REDEL 7 PIN (BIOOX.MI3.IC2),
- **Długość kabla 2,0 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Adapter ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - PM 600, PM 6000 (New), PM 7000, 6201, PM 8000, PM 9000, PM 9000 Express, MEC 100, MEC 200, MEC 1000, MEC 1200, 809B, VS 800; Mennen Enmove 1000, Mercury; Kontron: 7138, 7840, 7845; Medec: MEDEC-1000, M-1000, M-1100; Creative: PC9000, UP6000; Edan: M3, M3A, M3B, M8, M8A, M8B, M9, M9A, M50, M80, iM8, iM8A, iM8B, iM9, iM9A, iM50, iM80; Goldway, Contec and Danatech, Penlon Intermed PM 8000, Vital Lite, Vital Line, Vital Wave,
 - PM 5000, PM 6000, PM 8000,
 - BeneView T5, T8 and iPM-8900,
- Gwarancja 12-miesięcy,

