



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



SpO2 Adapter przedłużający - Nonin (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Wtyk do czujnika / wtyk do urządzenia:
 - DB9 / DB9 7 PIN (BIOOX.NN.IC2),
 - BD9 / 8 PIN (BIOOX.NN2.IC2),
- **Długość kabla 2,0 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Adapter ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - 8500, 8550, 8600, 8700, 8800, 2500, 2500A, 9840, 9600, 9700, 2120, 7500, Respironics 902M Plus, Lifesense and PureSAT,
 - 8600, 8500, 8700, 8800, 96, 009, 700,
- Gwarancja 12-miesięcy,

