



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **SpO2 Adapter przedłużający - Novametrix (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Wtyk do czujnika / wtyk do urządzenia:
  - DB9 / REDEL 7 PIN (BIOOX.NO.IC2),
- **Długość kabla 2,0 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Adapter ma zastosowanie w urządzeniach serii:
  - 505, 510, 511, 515, 515A, 515B, 515C, 520, 520A, 7000, 7100, Oxypleth; Spacelabs: 90351-D/G, 90369, 9046, 90466, 90467, 90489, 90651-07/08, 90419-01, 90651A-07,
- Gwarancja 12-miesięcy,

