



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



SpO2 Adapter przedłużający - Philips HP (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Wtyk do czujnika / wtyk do urządzenia:
 - DB9 / REDEL 12 PIN (BIOOX.PH1.IC2),
 - DB9 / D-SHAPE 8 PIN (BIOOX.PH2.IC2),
- **Długość kabla 2,0 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Adapter ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - 78352A, 78352C, 78354A, 78354C, 78834C, M1020A, M1025A, M1025B, M1092A, M1094B, M1204A, M1205A, M1350B, M1722A, M1722B, M1190A, M1723A, M1723B, M1732A, M1732B, M2475B, M3046A M4, V24E, Codemaster, HeartStart XL, Agilent 50XM Fetal Monitor,
 - Viridia 24C, C1, C3, M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP80, MP90, VM4, VM6, VM8, HeartStart MRx and SureSigns VS3,
- Gwarancja 12-miesięcy,

