



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Czujnik temperatury - Dräger-Siemens (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
 - **Dräger 8000 Series** (Długość kabla 1,5 m):
 - Czujnik temperatury dla dorosłych (BIOTEMP.2001PT),
 - Czujnik temperatury dla dzieci (BIOTEMP.2001PTP),
 - **Dräger Caleo Series** (Długość kabla 1,5 m):
 - Czujnik temperatury dla dorosłych (BIOTEMP.2200PT),
 - Czujnik temperatury dla dzieci (BIOTEMP.2200PTP),
 - **Infinity Vista, Delta, Gamma, Kappa** (Długość kabla 3,0 m):
 - Czujnik temperatury dla dorosłych (BIOTEMP.1100PT),
 - Czujnik temperatury dla dzieci (BIOTEMP.1100PTP),
 - Do uszny czujnik temperatury (BIOTEMP.1100T),
 - Odbytnicza sonda temperatury dla dorosłych (BIOTEMP.1100RA),
 - Odbytnicza sonda temperatury dla dzieci (BIOTEMP.1100RP),
- **Za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości,**
- Gwarancja 12-miesięcy,

