



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Czujnik temperatury - Fischer & Paykel (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
  - **IW 700, IW 800 & IW 900 Series**(Długość kabla 1,5 m - 2.0 m):
    - Czujnik temperatury dla dorosłych (BIOTEMP.900PT),
  - **MR 700**(Długość kabla 1,5 m - 2.0 m):
    - Naskórny podwójny Czujnik temperatury (BIOTEMP.900AD),
- **Za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości,**
- Gwarancja 12-miesięcy,

